

Số: 450/BV - VTTBYT

Hải Dương, ngày 01 tháng 8 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi : Các đơn vị kinh doanh, cung cấp vật tư y tế.

Hiện nay, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương đang có nhu cầu mua Vật tư y tế phục vụ chuyên môn. Để có căn cứ xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các loại vật tư y tế (theo phụ lục đính kèm) công văn này gửi về địa chỉ: Tổ vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương, số 112 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, SĐT: 02203.830.084 và file mềm gửi về địa chỉ thư điện tử: tovattu0922@gmail.com trước 17h00 ngày 12 /8/2024.

Đơn vị tự chịu trách nhiệm về tính xác thực nội dung trong báo giá cung cấp cho Bệnh viện. Báo giá vật tư y tế cần có các nội dung cụ thể sau : Tên hàng hóa, tên thương mại, thông số kỹ thuật, mã hàng hóa, ký hiệu, tiêu chuẩn chất lượng, số lưu hành hoặc GPNK, phân loại, đơn giá, quy cách, hãng sản xuất, xuất xứ.

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên không được xem xét)

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương (Tổ vật tư thiết bị y tế), số 112 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, SĐT: 02203. 830. 084.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, VTYT;

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Liễu

PHỤ LỤC VTYT

(Kèm thư mời chào giá Số 430/BV-VTTBĐT ngày 01/8/2024)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật tối thiểu	Quy cách tham khảo	DVT	Số lượng
1	Kim châm cứu tiết trùng dùng 1 lần các loại, các cỡ	<p>Thân kim làm bằng thép y tế không gỉ cao cấp, kim thẳng, tròn, dẻo, không có độ nhám bề mặt, mũi kim được tự động đánh bóng bằng máy, sắc bén, không gây đau.</p> <p>- Tay cầm kim được cuộn bằng thép không gỉ y tế cao cấp, liên kết giữa thân kim và đầu kim được cố định chắc chắn, đốc kim tròn đều và sát nhau, không sắc cạnh và màu đồng đều.</p> <p>- Kim được đóng gói vô trùng, dùng một lần.</p> <p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE</p>	10 cái/ vi	Cái	1,300,000
2	Giấy điện tim K80 X 20m (điện tim 3 cần)	Giấy in y tế kích thước 80mm x 20m. Dùng cho máy khí máu ABL80	140 cuộn/thùng	Cuộn	600
3	Parafil nền	<p>- Trạng thái vật lý: Chất rắn</p> <p>- Màu sắc: Màu trắng</p> <p>- Mùi đặc trưng: Không mùi</p> <p>- Điểm sôi (0C): > 370 °C (698 °F)</p> <p>- Điểm nóng chảy (0C): 47°C - 65°C</p> <p>- Khối lượng riêng (kg/m3): ~0.90 g/cm3</p>	50kg/bao	kg	120
4	Mỡ Lanolin	<p>Màu Lovibond , 5 ¼"</p> <p>MÀU ĐỎ:Tối đa 1,0</p> <p>MÀU VÀNG: Tối đa 10,0</p> <p>Giá trị axit (mg KOH/gr): Tối đa 1,0</p> <p>Giá trị iốt (gr I2 /100 gr): 18-40</p> <p>Điểm nóng chảy, °C: 38-48</p> <p>Chất dễ bay hơi, %: Tối đa 0,5</p> <p>Tro, %: Tối đa 0,15</p>	500g	kg	10
5	Que thử đường huyết dùng với máy đo đường huyết cá nhân (On-call plus)	<p>Công nghệ: Cảm biến sinh học/Điện hóa, đường oxidase (GOD)</p> <p>Mỗi que thử chứa các thành phần phản ứng hóa học sau:</p> <p>Glucose oxidase < 25 IU, Chất trung gian (Mediator) < 300 µg.</p> <p>Thời gian đo: 10 giây</p> <p>Lượng mẫu tối thiểu: 0.5 µL</p> <p>Loại mẫu xét nghiệm: Máu tươi toàn phần từ mao mạch</p> <p>Phạm vi HCT: 25 - 60%</p> <p>Khoảng đo đường huyết: 1.1 - 33.3mmol/L (20 - 600mg/dL)</p> <p>Giá trị YSI tham chiếu được đo từ mẫu máu mao mạch lấy từ đầu ngón tay với khoảng giá trị mẫu phẩm từ 1.9 đến 28.2 mmol/L (34.3 đến 507 mg/dL), cho kết quả:</p> <p>- Đạt 100% nằm trong khoảng ±15% với nồng độ đường huyết < 5.55 mmol/L(100 mg/dL)</p> <p>- Đạt 99,6% nằm trong khoảng ±15% với nồng độ đường huyết ≥ 5.55 mmol/L (100 mg/dL)</p> <p>Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, ISO 15197, CE, FDA</p> <p>Điều kiện làm việc: 5 - 45°C; 10 - 90% RH</p>	50 test/hộp	Hộp	80